



Báscula Inteligente para Peso Corporal

Smart Body Fat Scale

Balança Inteligente para Peso Corporal




BABAIN-180NG



**Funciona con 3 Vcc
(2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc incluidas)**

Works with 3 Vcc
(2 batteries AAA 1,5 Vcc included)
Funciona com 3 Vcc
(2 pilhas AAA de 1,5 Vcc incluídas)



Encendido y apagado automático

Automatic on and off
Liga e desliga automaticamente

Monitorea tu peso semanal, mensual y anual

Monitor your weekly, monthly and yearly weight
Monitore seu peso semanal, mensal e anual

Conexión bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0 connection
Com conexão bluetooth 4.0

**0 - 99.5 kg / 50 g
100 - 180 kg / 100 g
400 lb / 0.1 lb**

Capacidad Máxima / División Mínima

Maximum Capacity / Minimum Division
Capacidade Máxima / Divisão Mínima

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BÁSCULA

READ THIS MANUAL BEFORE TURNING ON THE SCALE
LEIA ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR A BALANÇA

ESPAÑOL

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula BABAIN-180NG ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BABAIN-180NG y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 180 kg Mín= 2 kg
 $d=e = 50 \text{ g } (0 - 99.5 \text{ kg}) / 100 \text{ g } (100 - 180 \text{ kg})$
Lím= 270 kg

ALIMENTACIÓN

3 Vcc
(2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C



GUÍA RÁPIDA DE USO

- Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (manual y 2 baterías "AAA").
- Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede afectar la exactitud.
- Coloque los pies en el centro de la báscula.



PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- La pantalla mostrará "**Lo**" cuando sea necesario reemplazar la batería.
- La pantalla mostrará "**Err**" cuando se sobre cargue la báscula. Remueva el sobrepeso para evitar daños.
- Coloque la báscula en un lugar fresco y seco.
- Para uso familiar solamente.
- NO USAR para fines comerciales.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.



No dejar caer de golpe la báscula.



Para limpiar la báscula utilice un paño o una esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.



Proteger la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No abrir la báscula por su cuenta o la garantía será nula.



No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.




Asegúrese que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su báscula.





INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Abra la tapa que se encuentra en la parte debajo de la báscula como se observa en el diagrama.
- Instale las baterías tomando en cuenta la polaridad que indica en el compartimento.
- Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de baterías.



PROCESO DE PESAJE

- Para asegurar la precisión de la báscula, colóquela sobre una superficie sólida y plana.

NOTA. Evite colocar la báscula sobre una superficie resbalosa o en alfombras.




- Suba con cuidado a la báscula, se encenderá automáticamente.
- Manténgase sobre la báscula sin moverse hasta que aparezca el peso en la pantalla, cuando los números en la pantalla parpadeen 3 veces y se queden fijos se indicará su peso.



CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA

El botón de cambio de unidades **UNIT** se encuentra en la parte posterior de la báscula, como se muestra en el diagrama. Con el botón **UNIT** podrá cambiar la unidad de medida, de kilogramos (kg) a libras (lb) y viceversa.



ADVERTENCIA DE USO

- NO se utilice con implantes médicos como marcapasos.
- NO se pare en el borde de la báscula ni salte sobre ella.
- NO sobrecargue la báscula (máximo 180kg / 396lb).
- NO deje caer la báscula ni los objetos sobre ella, ya que esto podría dañar los sensores.
- NO recomendado para mujeres embarazadas.
- Cualquier medida obtenida con este dispositivo es solo para referencia y no debe considerarse como una opinión médica.
- Siempre coloque la báscula en una superficie dura, seca y plana antes de la medición.
- Asegúrese de que sus pies estén secos antes de pisar la báscula.
- Retire baterías si la báscula no es utilizada por un periodo prolongado de tiempo.
- En usuarios menores a 6 años, solo usar función de peso, sin IMC (índice de masa corporal) y grasa corporal, datos etc.
- En usuarios menores de 10 años, usar solo peso y función de IMC, sin grasa corporal, datos etc.

SÍMBOLOS DE INDICACIÓN

Lo – Batería baja, cargar la batería.

Err – Sobrecarga.

C – Un error ha ocurrido durante la medición. Baje de la báscula y repita el proceso.

DESCARGAR APLICACIÓN

Para usar la aplicación **FITDAYS** primero tendrá que descargar la aplicación a su teléfono inteligente. Lo puede hacer desde Google Play o App Store.

NOTA. La aplicación es compatible sólo con los sistemas operativos iOS 8.0 o superior, Android 5.0 o superior y sólo soporta un dispositivo smartphone a la vez.

- Posteriormente encienda el bluetooth en su celular.
- Ingrese a la aplicación desde su teléfono o tableta y registre su correo.
- Lea y acepte las políticas de privacidad.
- Añada datos personales como sexo, edad, la altura, etc. (Ingresar datos incorrectos puede resultar en mediciones inexactas).

COMO USAR LA APLICACIÓN

- Toque con el pie la báscula para activar la pantalla. Espere hasta que la pantalla muestre **"0.0"** (kg / lb).
- Con su aplicación abierta en la pantalla principal, colóquese con sus pies descalzos encima de las barras de metal.

NOTA. Debe colocar los pies descalzos sobre las barras metálicas.

Si se sube a la báscula con calcetines o zapatos, solo se mostrará el peso y el IMC (índice de masa corporal) en la página principal.




- El número en la pantalla parpadeará mientras la báscula analiza los datos.
- Continúe de pie sobre la báscula hasta que el peso en el círculo de la aplicación sea estable, enseguida la aplicación mostrará los datos obtenidos.
- Podrá encontrar los resultados de peso, BMI (tasa metabólico basal), grasa corporal, grasa visceral; agua corporal, músculo esquelético, masa muscular, edad corporal, proteína, grasa subcutánea, frecuencia muscular, pérdida de grasa y BMR (tasa metabólico basal con kilocalorías), también podrá ver sus resultados recientes, por semana, mes o año.



USUARIO

- Agregue o cambie de usuario en la aplicación haciendo clic en **"MI PERFIL"** o bien haga clic en **"NUEVO USUARIO"**.
- La báscula y la app reconoce la variación de resultados, y le brinda la opción de realizar el cambio de usuario si los datos son distintos al usuario seleccionado.


NOTA. Cada cuenta puede soportar 24 usuarios.





MODO PESAJE DE BEBÉ

- Haga clic en **"OPCIONES"**, después seleccione el **"MODO BEBÉ"**.
- Suba a la báscula para que la aplicación determine su peso antes de cargar al bebé.
- Después de que se registró su peso, cargue al bebé y espere a que se establezca la báscula para obtener el peso del bebé en la aplicación.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL CUERPO DE LA BÁSCULA

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Bluetooth no conectado	La báscula ya cuenta con el bluetooth activado una vez encendida. Compruebe la versión de iOS de su teléfono inteligente, debe ser iOS 8.0 o superior / Android 5.0 o superior. Reinicie su dispositivo móvil. Remueva las baterías de la báscula y coloquelas nuevamente. Verificar bluetooth encendido del teléfono. Activar su ubicación en el teléfono para una conexión correcta a la aplicación. NOTA. La báscula solo soporta un dispositivo smartphone a la vez .
No se miden datos de grasa	El usuario debe estar descalzo para medir la grasa corporal. Asegurese de que la báscula y sus pies estén secos.
La báscula está produciendo pesos inconsistentes	Compruebe si la báscula está en una superficie dura y plana. Revise cada pie del sensor para asegurarse que no haya nada pegado en la parte inferior del mismo.
La aplicación muestra la proporción incorrecta de músculo	La configuración del parámetro del cuerpo es incorrecta, verifique para asegurarse que ingresó correctamente los datos de sexo, edad y altura.
La báscula no se enciende	Retire las pilas y vuelva a ponerlas, asegúrese de insertar las baterías en la dirección correcta. Realizar el cambio de baterías.

ENGLISH

You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability, since the BABAIN-180NG scale was manufactured according to American quality standards. Keep this instruction manual, it will help you understand the operation of the RHINO BABAIN-180NG scale will be useful for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ACCURACY

Medium III

CAPACITY / DIVISION

400 lb / 0.1 lb

POWER

3 Vcc
(2 batteries AAA 1,5 Vcc)

TEMPERATURE

32 °F - 104 °F



QUICK GUIDE TO USE

- Remove the scale from its packaging, make sure it's in perfect conditions and that includes all its accessories (manual and 2 AAA batteries).
- Place the scale on stable and leveled surface, be sure to place batteries correctly any movement no matter how small can affect accuracy.
- Place your feet in the center of the scale.



CAUTIONS

In case of need of technical assistance, please contact one of the authorized Rhino service centers.

- The display will show "**Lo**" when it is necessary to replace the batteries.
- The display will show "**Err**" when the scale is overloaded. Remove excess weight to avoid damage.
- Place the scale in a cool, dry place.
- For domestic use only.
- DO NOT USE for commercial purposes.



WARNINGS

In case of need of technical assistance, please contact one of the authorized Rhino service centers.



Do not drop the scale suddenly.

To clean the scale use a damp cloth or sponge, never a direct stream of water.



Protect the scale from insects, do not spray, only solid products against insects.

Do not open the scale yourself or the warranty will be void.



Do not direct air flow from fans or heaters directly to the scale during use.


Do not expose your scale to dripping or splashing liquids.





BATTERY INSTALATION

- Open the lid underneath the scale as shown in the diagram.
- Install the batteries taking into account the polarity indicated in the compartment.
- Replace the battery compartment cover.



WEIGHING PROCESS

- To ensure the accuracy of the scale, place it on a hard, flat surface.

NOTE. Avoid placing it on a slippery surface.



- Gently step on the scale, it will turn on automatically.
- Stay on the scale without move until the weight appears in the display, when the numbers on the display flash 3 times and then remain fixed, it will indicate its weight.



WARNING TO USE

- DO NOT use with medical implants as pacemakers.
- DO NOT stand on the edge of the scale or jump on it
- DO NOT overload the scale (MAX. 180kg / 396lb).
- DO NOT drop the scale or objects on it, as this could damage the sensors.
- NOT recommended for women pregnant.
- Any measurement obtained with this device is for reference only and should not be considered as a medical opinion.
- Always place the scale on a hard, dry and flat surface before of measurement
- Make sure your feet are dry before stepping on the scale.
- Remove batteries if scale is not used for an extended period of time.
- The user under 6 years old, just use weight function without BMI (body mass index) and body fat, data.
- The user under 10 years old, use only weight and BMI function, no body fat, data etc.

INDICATION SYMBOLS

Lo - Low battery, change batteries.

Err - Overload.

C - An error has occurred during measurement. Get off the scale and repeat the process.

DOWNLOAD THE APP

To use **FITDAYS** app you must to download the app to your smartphone. You can do it from Google Play or App Store.


NOTE. The app is compatible only with IOS 8.0 or higher Android 5.0 or higher operating systems and only supports one smartphone device at a time.

- After downloading the app, check that your bluetooth is turned on.
- Enter the app from your phone or tablet and register your email.
- Read and accept the privacy policies.
- Add personal data like sex, age, height etc (Enter incorrect data may result in inaccurate measurements).



UNIT CONVERSION

The unit change button **UNIT** is located underneath the scale, as shown in the diagram. With the button **UNIT** you can change the unit of measurement, kilograms (kg) to pounds (lb) and vice versa.






HOW TO USE THE APP

- Kick the scale to activate the display. Wait until the display shows **"0.0"** (kg / lb).
- With your app open on the home screen, place your bare feet on top of the metal bars.

NOTE. You must place your bare feet on the metal bars.

If you step on the scale with socks or shoes, only the weight and BMI (body mass index) will be displayed on the main page.

- The numbers in the screen will be blinking while the scale is analyzing date.
- Keep your feet on the scale till the weight showed in the app be stable then the scale will show the obtained information.
- You will find the result such as BMI, visceral fat, body water, skeletal muscle, muscle mass, body age, protein, subcutaneous fat, muscle frequency, fat loss and BMR. Also you can see the weekly, monthly and year result.



USER



- Add or change users by clicking on **"MY PROFILE"** or click on **"NEW USER"**.
- The scale and the app recognize the variation of results, and gives you the option to change the user if the data is different from the selected user.

NOTE. Each account can support 24 users.



BABY WEIGHING MODE

- Click **"OPTIONS"** then select **"BABY MODE"** in the app.
- Get on the scale so the app is determined its weight before carrying the baby.
- After register your weight, hold the baby and wait stabilize the scale to get the baby's weight on the application.



TEAM BODY PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTIONS
Bluetooth not connected	The scale already has bluetooth activated once turned on. Check the IOS version of your smartphone must be IOS higher than 8.0 or higher / Android 5.0 or higher. Restart your mobile device. Remove the batteries from the scale and put them back. NOTE. The scale only supports one smartphone device at a time.
Body fat data is not measured	User must be barefoot to measure body fat. Make sure the scale and your feet are dry.
The scale is producing inconsistent weights	Check if the scale is on a hard flat surface. Check each foot of the sensor to make sure nothing is stuck to the bottom of the sensor.
The app shows the wrong ratio of muscle	The body parameter setting is incorrect, check to make sure I correctly enter the sex, age and height data.
The scale does not turn on	Remove the batteries and put them back. Be sure to insert the batteries into the correct address. Carry out the battery change.

PORTUGUÊS

Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade, pois a balança eletrônica modelo BABAIN-180NG foi fabricada com padrão de qualidade norte americano. Conserve este instrutivo de uso, o qual lhe ajudará a compreender a operação da balança RHINO BABAIN-180NG que será útil em qualquer referência futura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRECISÃO

Media III

CAPACIDADE

Máx= 180 kg Min= 2 kg
d=e= 50 g (0 - 99.5 kg) / 100 g (100 - 180 kg)
Lím= 270 kg

ALIMENTAÇÃO

3 Vcc
(2 pilhas "AAA" de 1,5 Vcc)

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

0 °C a 40 °C



GUIA RÁPIDO DE USO

- Retire a balança da embalagem, certifique-se de que esteja em perfeito estado e que estejam incluídos todos os acessórios (manual e 2 baterias).
- Coloque a balança em uma superfície plana e rígida. A precisão pode ser afetada se a balança for apoiada em tapetes, carpetes ou qualquer tipo de piso que não seja duro.
- De preferência, coloque os pés no centro da balança. Aguarde enquanto a balança está processando seu peso. Não se apoie em nada enquanto estiver sendo pesado.



PRECAUÇÕES

Caso precise de assistência técnica, localize um dos centros de serviço Rhino autorizados.

- A tela mostrará "**Lo**" quando for necessário substituir as pilhas.
- A tela mostrará "**Err**" quando a balança estiver sobrecarregada. Remova o sobrepeso para não danificar.
- Coloque a balança em um lugar fresco e seco.
- Para uso familiar somente. NÃO USAR para fins comerciais.
- Limpe o produto com um pano suave, levemente úmido (não molhado). Não mergulhe a balança na água.



ADVERTÊNCIAS

Caso precise de assistência técnica, localize um dos centros de serviço Rhino autorizados.



Não deixe a balança cair e bater.



Para limpar a balança use um pano ou uma esponja úmida, nunca jogue água diretamente.



Proteja a balança de insetos, não utilize aerossol, somente produtos sólidos contra insetos.



Não abra a balança ou perderá a garantia.



Não direcione o fluxo de ar de ventiladores ou aquecedores diretamente para a balança.




Não deixe a balança exposta a líquidos que possam gotejar ou espirrar.





INSTALAÇÃO DE BATERIAS

- Abra a tampa que está na parte de baixo da balança, como observa na imagem.
- Instale as pilhas, tomando em conta a polaridade que indica no compartimento.
- Coloque novamente a tampa do compartimento das pilhas.



PROCESSO DE PESAGEM

- Para assegurar o correto funcionamento da balança, coloque-a em cima de uma superfície dura e plana.

OBS. Evite colocar a balança em cima de uma superfície que possa escorregar.



- Suba com cuidado na balança, ela ligará automaticamente.
- Aguarde até aparecer o peso na tela. Os números vão piscar 3 vezes e depois ficarão fixos na tela, indicando seu peso.



ADVERTENCIA DE USO

- NÃO use com implantes médicos como marcapasso.
- NÃO fique de pé na beira da balança nem pule em cima.
- NÃO sobrecarregue a balança (Máx. 180 kg / 396 lb).
- NÃO deixe cair a balança nem os objetos sobre ela, já que isto pode danificar os sensores.
- NÃO é recomendado o uso para mulheres grávidas.
- Qualquer medida obtida com este dispositivo servirá somente para referência e não deve ser considerado como uma opinião médica.
- Coloque sempre a balança em uma superfície dura, seca e plana antes de pesar.
- Assegure-se de que os pés estejam bem secos antes de pisar na balança.
- Retire as pilhas, caso não for usar o aparelho por um tempo longo.
- O usuário menor de 6 anos, só deve usar a função de peso, sem IMC (Índice de Massa Corpórea) nem gordura corporal, dados, etc.
- O usuário menor de 10 anos, só deve usar peso e função de IMC, sem gordura corporal, dados, etc.

MENSAGENS DE ALERTA

Lo - Indica que há sobrepeso na balança.

Err - Indica que a pilha está fraca. Troque as pilhas.

C - Se a tela mostrar a letra "C" depois de pesar, significa que o peso mostrado na tela tem algum erro e deverá pesar novamente.

BAIXE O APLICATIVO

Para usar o aplicativo FITDAYS, primeiro faça o download no seu smartphone no Google Play ou App Store.


OBS. O aplicativo é compatível somente com os sistemas operacionais IOS 8.0 ou superior e Android 5.0 ou superior e só suporta um dispositivo smartphone por vez.

- Depois de baixar o aplicativo, ligue o bluetooth.
- Acesse o aplicativo do seu telefone ou tablete e registre-se.
- Lea y acepte las políticas de privacidad.
- Añada datos personales como sexo, edad, la altura etc (Ingresar datos incorrectos puede resultar en mediciones inexactas).



MUDANÇA DE UNIDADE DE MEDIDA


O botão **UNIT** para mudar as unidades fica em cima da balança, como mostra a imagem. Com o botão **UNIT** poderá mudar a unidade de medida, de kilogramas (kg) a libras (lb) e vice-versa.



COMO USAR O APLICATIVO

- Toque a balança com o pé para ativar a tela. Espere até a tela mostrar **"0.0"** (kg / lb).
- Com seu aplicativo aberto na tela principal, fique com os pés descalços em cima das barras de metal.

OBS. Deve colocar os pés descalços sobre as barras metálicas. Caso suba na balança com meias ou sapatos, só mostrará o peso e o IMC (índice de massa corpórea) na página principal.



- O número na tela piscará enquanto a balança analisa os dados.
- Continue de pé em cima da balança até o seu peso ficar estável, em seguida, o aplicativo mostrará os dados obtidos.
- Poderá encontrar os resultados de peso, BMI (taxa metabólica basal), gordura corporal, gordura visceral; água corporal, músculo esquelético, massa muscular, idade corporal, proteína, gordura subcutânea, frequência muscular, perda de gordura e BMR (taxa metabólica basal com quilocalorias). Também poderá ver os resultados recentes, por semana, mês ou ano.



USUÁRIO


- Inclua ou mude de usuário clicando em meu perfil ou clicando em novo usuário.
- A balança e o aplicativo reconhecem a variação de resultados, e oferece a opção de realizar a mudança de usuário, caso os dados sejam diferentes ao usuário selecionado.

OBS. Cada conta suporta até 24 usuários.




MODE DE PESAGEM PARA BEBÊ

- Clique em **"OPÇÕES"**, depois, selecione o **"MODE DE PESAGEM PARA BEBÊ"**.
- Suba na balança para que o aplicativo determine seu peso antes de carregar o bebê.



- Depois de ter registrado seu peso, carregue o bebê e espere até a balança ficar estável para obter o peso do bebê no aplicativo.



PROBLEMAS E SOLUÇÕES DO BALANÇA

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Bluetooth não conectado	A balança já tem o bluetooth ativado uma vez ligada. Comprove a versão do IOS do seu smartphone deve ser IOS 8.0 ou superior / Android 5.0 ou superior. Reinicie seu dispositivo móvel. Comprove de que o Bluetooth está ativado em seu smartphone. Ative sua localização no smartphone para uma conexão correta com o aplicativo. Remova as pilhas da balança e coloque-as novamente.
Não consigo medir dados de gordura corporal	O usuário deve ficar descalço para medir a gordura corporal. Assegure-se de que a balança e os seus pés estejam secos.
A balança está produzindo pesos inconsistentes	Comprove se a balança está em uma superfície dura e plana. Verifique cada pé do sensor para assegurar-se de que não há nada colado na parte inferior.
O aplicativo mostra a proporção incorreta de músculo	A configuração do parâmetro do corpo é incorreta, verifique para assegurar-se que colocou corretamente os dados de sexo, idade, altura.
A balança não liga	Retire as pilhas e coloque-as novamente. Assegure-se de encaixar as pilhas na direção correta. Faça a troca da bateria

PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula BABAIN-180NG marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- El tiempo de reparación no será mayor a 30 días.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la báscula se hubiese utilizada en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la báscula hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la báscula hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

WARRANTY

Rhino Maquinaria warrants to customers who purchase any Rhino products from an authorized seller that Rhino products will be free of defects in workmanship for the duration of 2 years from the date of purchase.

During the 2 years warranty period, Rhino Maquinaria will replace the product that has a manufacturing defect as long as it has been determined by Rhino Maquinaria.

This warranty does not apply to defects caused by misuse or alterations of the product, nor does it apply if the damage was caused by repairs or service provided or attempted by anyone other than Rhino Maquinaria.

To make this warranty effective, you must first contact our Customer Service by dialing (619) 393-1079 or by mail to info@rhinoglobal.net, once you have contacted our Customer Service they will request from you a warranty claim by email.

Rhino Maquinaria will review the warranty claim. If the warranty claim is found to be valid, please return the product with a copy of the invoice and order ID to the of the invoice and order ID to the indicate address.

Upon receiving the product, Rhino Maquinaria will sent a replacement product to customer's address.

PÓLIZA DE GARANTÍA

O balança BABAIN-180NG marca RHINO que você adquiriu possui garantia de 2 anos a partir da data de aquisição e só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto.

- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- O fabricante se obriga a consertar o aparelho no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
- O fabricante se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.

Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma. A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

Esta garantia não cobre danos por uso indevido ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por queda do aparelho, exposição direta à unidade, água, sol ou por vazamento de bateria.

Não serão trocados, em nenhuma hipótese, produtos que apresentarem o visor riscado, assim como também a plataforma da balança riscada ou danificada.

A expectativa de duração das pilhas, em condições de uso normal, é de aproximadamente de 3 meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da balança de 1 a 5 pesagens por dia.

- Por se tratar de produto eletrônico que se desgasta com o uso frequente, as pilhas não estão cobertas pela garantia.
- Caso haja algum problema técnico, favor verificar primeiramente a bateria. Se o aparelho ainda não estiver funcionando, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
- A assistência técnica está centralizada no Estado de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio.

Esta garantia é otorgada por: RHINO Brasil
CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 812, Assis,
SP CEP: 19.806-031
e-mail: sac@rhino.br

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional Brasil
e-mail: sac@rhino.br

Importado por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

Imported by:

Rhino Maquinaria

2695 CUSTOMHOUSE CT
SAN DIEGO CA 92154-7645
TAX ID: 212506-02441 Made in China
Customer Service: (619) 393-1079
e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

Importado por:

RHINO BRASIL

CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 812, Assis
SP CEP: 19.806-031
Manufacturado na China
e-mail: sac@rhino.br

Sello del distribuidor



CENTROS DE SERVICIO RHINO